

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## ACCESORIOS DE SUCCIÓN

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se ofrecen con todos los recipientes y productos de succión y para el control de fluidos DeRoyal
- Lo aprovisiona incluso para los equipamientos más complejos

### PEDIDO

ACCESORIOS DE SUCCIÓN		
Descripción	REF	Cant.
Bolsa de recolección, general, no estéril	71-1123 	20/Env
Bolsa de recolección, general con contrapesos, no estéril	71-1127	10/Env
Bolsa de recolección, ortopédica, no estéril	71-1122 	20/Env
Bolsa de recolección, ortopédica con contrapesos, no estéril	71-2066 	20/Env
Conector, cinco en uno, no estéril	71-1124	50/Env
Conector, tipo T, de 3/16" a 7/16" (4,8 mm x 11,1 mm), no estéril	71-1165	10/Env
Codo (conector en ángulo recto), no estéril	71-1118	100/Env
Tubo, conector de 18" (45,7 cm), no estéril	71-2083	100/Env
Tubo, embudo de 18" (45,7 cm), no estéril	71-1142 	100/Env
Tubo, conector de 20' (6,1 m), no estéril	71-2085	20/Env
Tubo, embudo de 36" (91,4 cm), no estéril	71-2063	50/Env
Tubo, conector de 72" (182,9 cm), no estéril	71-2084	50/Env
Tubo, embudo de 72" (182,9 cm), no estéril	71-2082	50/Env
Tubo, tándem para recipientes ReliaFlex, no estéril	71-9042 	50/Env
Tubo, reforzado, transparente, no estéril	71-8100RNS	100/Rollo



Equipos y accesorios de succión DeRoyal



Bolsa de recolección (71-1123)



Conector 5 en 1 (71-1124)



Codo (71-1118)






Tubo tándem (71-9042)

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN




### PEDIDO

EQUIPOS DE SUCCIÓN, REUTILIZABLES		
Descripción	Uso/Notas	REF
Adaptador, DISS, plástico, no estéril	Adaptador universal plástico para regulador (policarbonato); adaptadores macho y hembra. DISS (Sistema de seguridad con índice de diámetro)	71-1119 
Soporte, anillo plano, 1200 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte plano de metal con tres orificios para depósitos rígidos de 1200 cm <sup>3</sup> . Por lo general, se usan colgados desde un regulador en la pared con adaptador DISS de policarbonato (71-1119)	71-5014
Soporte, anillo plano, 1500/2500 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte plano de metal con tres orificios para depósitos rígidos de 1500/2500 cm <sup>3</sup> . Por lo general, se usan colgados desde un regulador en la pared con adaptador DISS de policarbonato (71-1119)	71-2098
Soporte, anillo de metal - estrecho, 1200 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo de 1200 cm <sup>3</sup> para montajes hospitalarios estándar de metal, sin borde ni reborde inferior, 1,65" (4,2 cm) de ancho (generalmente usados en carritos para anestesia)	71-5003
Soporte, anillo de metal - estrecho, 1500/2500 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo de 1500/2500 cm <sup>3</sup> para montajes hospitalarios estándar de metal, sin borde ni reborde inferior, 1,65" (4,2 cm) de ancho (generalmente usados en carritos para anestesia)	71-2096
Soporte, anillo de metal con montaje para regulador, no estéril	Soporte de metal para un solo depósito	71-2088
Soporte, anillo de plástico con válvula, 1200 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo para depósitos rígidos de 1200 cm <sup>3</sup> para usar con soportes rodantes de plástico o montajes de pared para el piso del paciente. El soporte incluye una válvula de encendido/apagado y una manguera de aspiración azul	71-5008 
Soporte, anillo de plástico con válvula, 1500/2500 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo para depósitos rígidos de 1500/2500 cm <sup>3</sup> para usar con soportes rodantes de plástico o montajes de pared para el piso del paciente. El soporte incluye una válvula de encendido/apagado y una manguera de aspiración azul	71-5009 
Soporte, anillo de plástico, 1200 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo de plástico para un solo depósito de 1200 cm <sup>3</sup> , 2" (5,1 cm) de ancho, utilizado con montajes de pared existentes o DeRoyal 71-1116	71-5010 
Soporte, anillo de plástico, 1500/2500 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo de plástico para un solo depósito de 1500/2500 cm <sup>3</sup> , 2" (5,1 cm) de ancho, utilizado con montajes de pared existentes o DeRoyal 71-1116	71-1117 
Soporte, anillo de plástico (gris), 1500/2500 cm <sup>3</sup> , no estéril	Soporte en anillo para 1500/2500 cm <sup>3</sup> con orificios para el montaje del regulador	71-5018
Soporte, montaje para postes, no estéril	Montaje para colocar depósitos en postes o mangos ya sean verticales u horizontales	71-5012
Soporte, montaje con rieles, no estéril	Universal para depósitos rígidos Crystaline, recipientes semirrígidos SafeLiner	71-5017
Soporte, montaje con rieles (Hill-Rom, colgante), no estéril	Montaje con rieles específico para consolas horizontales Hill-Rom para utilizar con depósitos rígidos Crystaline y recipientes semirrígidos SafeLiner	71-5019
Soporte, montaje tipo T, no estéril	Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 1000 cm <sup>3</sup>	71-1000T
Soporte, montaje tipo T, no estéril	Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 1500 cm <sup>3</sup>	71-1500T
Soporte, montaje tipo T, no estéril	Depósito del recipiente externo semirrígido con «Conector tipo T», 3000 cm <sup>3</sup>	71-3000T
Colector, 4 puertos, no estéril	Tubo colector utilizado con soportes rodantes plásticos (71-5045)	71-5046  71-5046B
Colector, 2 puertos, no estéril	Tubo colector utilizado con soportes rodantes plásticos (71-5045)	71-5047 71-5047B

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN



### PEDIDO

EQUIPOS DE SUCCIÓN		
Descripción	Uso/Notas	REF
Depósito del recipiente externo, semirrígido, 1000 cm <sup>3</sup> , Soporte de montaje	Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1000 cm <sup>3</sup> , montaje con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a soportes de pared estándar	71-1000BR
Depósito del recipiente externo, semirrígido, 1000 cm <sup>3</sup> , Montaje DISS	Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1000 cm <sup>3</sup> , adaptador DISS (policarbonato) para montar directamente al regulador	71-1000DS
Depósito del recipiente externo, semirrígido, 1500 cm <sup>3</sup> , Soporte de montaje	Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1500 cm <sup>3</sup> , montaje con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a soportes de pared estándar	71-1500BR
Depósito del recipiente externo, semirrígido, 1500 cm <sup>3</sup> , Montaje DISS	Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 1500 cm <sup>3</sup> , adaptador DISS (policarbonato) para montar directamente al regulador	71-1500DS
Depósito del recipiente externo, semirrígido, 3000 cm <sup>3</sup> , Soporte de montaje	Recipiente externo para utilizar con recipientes internos semirrígidos de 3000 cm <sup>3</sup> , montaje con soporte deslizante; se adapta a montajes estándar en soportes rodantes plásticos o a soportes de pared estándar	71-3000BR
Juego de conversión para soportes rodantes, 1200 cm <sup>3</sup>	Juego necesario para convertir el Soporte rodante (71-5045) para adaptarlo a depósitos rígidos de 1200 cm <sup>3</sup> ; incluye (4) soportes en anillo (71-5008); (1) colector (71-2046)	71-5912
Juego de conversión para soportes rodantes, 1500/2500 cm <sup>3</sup>	Juego necesario para convertir el Soporte rodante (71-5045) para adaptarlo a depósitos rígidos de 1500/2500 cm <sup>3</sup> ; incluye (4) soportes en anillo (71-5009); (1) colector (71-5046)	71-5915
Soporte rodante, 4 depósitos, plástico	Soporte plástico para cuatro depósitos con ruedas. Se deben añadir juegos de adaptadores para lo siguiente: 1200 cm <sup>3</sup> - (71-5912); 1500/2500 cm <sup>3</sup> (71-5915); recipientes internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado	71-5045 
Soporte rodante, 4 depósitos, plástico, con montaje para regulador	Soporte plástico para cuatro depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en la parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de adaptadores para lo siguiente: 1200 cm <sup>3</sup> - (71-5912); 1500/2500 cm <sup>3</sup> (71-5915); recipientes internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado	71-5045R 
Soporte rodante, 8 depósitos, plástico	Soporte plástico para ocho depósitos con ruedas. Se deben añadir juegos de adaptadores para lo siguiente: 1200 cm <sup>3</sup> - (71-5912); 1500/2500 cm <sup>3</sup> (71-5915); recipientes internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado	71-5045-8
Soporte rodante, 8 depósitos, plástico, con montaje para regulador	Soporte plástico para ocho depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en la parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de adaptadores para lo siguiente: 1200 cm <sup>3</sup> - (71-5912); 1500/2500 cm <sup>3</sup> (71-5915); recipientes internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado	71-5045-8R
Soporte rodante, 4 depósitos, plástico, con montaje para regulador, corto	Soporte plástico corto para cuatro depósitos con ruedas. Incluye una conexión DISS en la parte superior del soporte rodante para montar el regulador. Se deben añadir juegos de adaptadores para lo siguiente: 1200 cm <sup>3</sup> - (71-5912); 1500/2500 cm <sup>3</sup> (71-5915); recipientes internos (71-5046); colector + (4) recipientes externos del tamaño adecuado	71-5045R-S 

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN

### PEDIDO

EQUIPOS DE SUCCIÓN		
Descripción	Uso/Notas	REF
Soporte rodante con base plana, doble, universal	Soporte de metal para dos depósitos, con ruedas, para depósitos rígidos Crystalline o el Sistema de recipiente Reliaflex. Se debe añadir un soporte en anillo adecuado para los depósitos rígidos o recipientes externos para recipientes internos	71-5016
Soporte, base plana, único, universal	Soporte de metal para un solo depósito, con ruedas, para depósitos rígidos Crystalline o el Sistema de recipiente Reliaflex. Se debe añadir un soporte en anillo adecuado para los depósitos rígidos o recipientes externos para recipientes internos	71-5015
Soporte, un solo depósito, pequeño	Soporte de plástico para un solo depósito para Crystalline de 1200 cm <sup>3</sup> o 1500 cm <sup>3</sup> únicamente (no se adapta a depósitos rígidos de 2500 cm <sup>3</sup> ), diseño tipo «Tee de fútbol»; sin ruedas. Por lo general, se utiliza en áreas de atención al paciente (por ejemplo, sala de trabajo de parto) en las que los montajes de pared son invasivos y no pueden colocarse	71-1113
Válvula de encendido/apagado, plástica, en línea	Válvula plástica de bloqueo para utilizar en línea, dos boquillas	71-2047
Separador para montaje de pared	Separador blanco de plástico utilizado en combinación con el montaje de pared (71-1116) y soportes en anillo o recipientes externos de soporte ReliaFlex	71-1167
Tope para montaje de pared con tornillo de presión	Tope ajustable para soportes de montaje en la pared que de otro modo no cuentan con un tope que evite que los soportes en anillo (71-1117) o los recipientes externos de soporte para recipientes internos (71-1300BR, 71-1300DS, 71-1800BR, 71-1800DS, 71-3200BR, 71-1000BR, 71-1000DS, 71-1500BR, 71-1500DS, 71-3000BR) se deslicen por el montaje	71-1168
Montaje de pared, doble, universal, metal	Montaje de pared doble de metal. Se puede utilizar para colgar 2 depósitos o recipientes internos en un montaje de pared hospitalario estándar. Utilizado en combinación con los siguientes soportes plásticos en anillo: 71-1117, 71-5008, 71-5009, 71-5010, 71-1300BR, 71-1800BR, 71-3200BR, 71-1000BR, 71-15-00BR, 71-3000BR	71-5013
Montaje de pared, plástico	Montaje de pared plástico utilizado en combinación con soportes plásticos en anillo, SafeLiner o recipientes externos de soporte ReliaFlex	71-1116 
Placa de pared, metal	Montaje de metal para pared utilizado en combinación con soportes plásticos en anillo, SafeLiner o recipientes externos de soporte ReliaFlex	71-5020 

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN



Adaptador DISS  
(71-1119)



DISS de metal  
(71-2100)



Soportes en anillo plano  
(71-5014, 71-2098)



Soporte en anillo de metal  
(71-5003, 71-2096)




Soporte, anillo de metal, con montaje para regulador  
(71-2088)



Soporte, anillo plástico, con válvula de encendido/apagado  
(71-5008, 71-5009)



Soporte, plástico  
(71-5010, 71-1117)



Soporte, plástico, con montaje para regulador  
(71-5018)



Soporte, montaje para postes  
(71-5012)

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN



Soporte, montaje con rieles  
(71-5017)



Soporte, montaje con rieles Hill-Rom  
(71-5019)



Soporte, montaje tipo T  
(71-1000T, 71-1500T, 71-3000T)



Colector para succión  
(71-5046, 71-5047)



Recipientes externos para Safeliner,  
montaje DISS  
(71-1000DS, 71-1500DS)



Juego de conversión para soportes  
rodantes para Crystalline  
(71-5912, 71-5915)



Recipientes externos para Safeliner, montaje  
con soporte  
(71-1000BR, 71-1500BR, 71-3000BR)

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN



Soporte rodante - 4 depósitos  
(71-5045)



Soporte rodante - 4 depósitos con  
montaje para regulador (71-5045R)



Soporte rodante - 8 depósitos  
(71-5045-8)



Soporte rodante - 8 depósitos con  
montaje para regulador (71-5045-8R)



Soporte rodante, corto  
(71-5045R-S)



Soporte con base plana, doble  
(71-5016)



Soporte con base plana, simple  
(71-5015)



Soporte para piso  
(71-1113)



Válvula de encendido/apagado en línea  
(71-2047)



Separador para montaje de pared  
(71-1167)

# EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SUCCIÓN

## EQUIPOS DE SUCCIÓN



Separador para montaje de pared con tornillo de presión  
(71-1168)



Adaptador doble para montaje de pared  
(71-5013)



Montaje de pared, plástico  
(71-1116)



Montaje de pared, metal  
(71-5020)



Montaje para regulador extendido  
(71-5021)